

RECOLTE DES SELLES (AGCC, COLOSCREEN, ETC.)

Contenu du kit :

- 1 ou 2 flacons de recueil de selles à bouchon marron et cuillère intégrée
- 1 feuille adhésive à poser sur la cuvette des WC pour le recueil des selles
- La présente procédure de prélèvement
- 1 sac en plastique/pochette pour placer l'échantillon
- 1 feuille de demande d'analyses
- Option : Pour la Suisse, une enveloppe de retour préaffranchie / hors Suisse une boîte en carton.

Recommandations :

- Les selles doivent être du jour même ou de la veille au soir (dans ce cas, les conserver au réfrigérateur à 4 °C). Si envoi par poste ou transport international, les selles doivent impérativement être du jour, et envoyées avant midi du lundi au vendredi. En cas de veille de jours fériés, contacter le laboratoire pour savoir si le prélèvement peut être effectué.
- Les prélèvements de selles doivent être réalisés en dehors de toute antibiothérapie, de traitement aux huiles essentielles, de prise d'antifongiques ou de corticoïdes. Le prélèvement de selles devra être effectué au moins 2 semaines après l'arrêt de(s) traitement(s). Si vous êtes dans l'impossibilité d'arrêter le(s) traitement(s), veuillez contacter votre prescripteur.
- Ne pas prendre de laxatif (environ 2 semaines), ne pas utiliser de suppositoire, ne pas prendre de médicament ralentisseur de transit tel que Imodium[®], ne pas prendre de pansement intestinal type Smecta. Il est conseillé de stopper la prise de pré et probiotiques 10 jours avant la récolte ; en cas de doute, veuillez contacter votre prescripteur.
- Ne pas modifier ses habitudes alimentaires.
- Les échantillons ne doivent pas toucher le rebord ou l'eau des toilettes et doivent être sans urine.

Instructions pour la récolte des selles :

- 1) Avant de procéder au prélèvement, uriner pour vider la vessie.
- 2) Décoller lentement la feuille adhésive pour le recueil des selles et placez-la sur les toilettes afin d'y recueillir vos selles.

Si la feuille adhésive n'est pas adaptée ou se déchire, remplacez-la par du film alimentaire maintenu sur le rebord des toilettes recouvert d'un papier ménage ou utiliser une assiette en carton recouvert de papier ménage ou encore un gobelet.



ANALYSES MEDICALES

45A, route des Acacias - 1211 Genève 26

Tél. 022 309 15 20 - Fax 022 343 30 44

info@labomgd.ch - www.labomgd.ch

LabomGD
analyses médicales

- 3) Recueillir les selles dans le(s) flacons à bouchon marron :
 - Dévisser le bouchon.
 - Utiliser la cuillère intégrée pour prélever 5-6 échantillons de selles émises et les placer dans le(s) tubes. Une **quantité minimale** de selles est requise. Remplir jusqu'au trait indiqué (ou au moins l'équivalent de la grosseur d'une noix).
 - Une fois les selles collectées, revisser soigneusement le bouchon en veillant à ce que le(s) tubes soient bien fermés hermétiquement pour éviter toute fuite de l'échantillon.
 - Inscrire votre nom et prénom ainsi que la date de recueil sur le(s) flacons
- 4) Quand la récolte des selles est terminée, jeter la feuille adhésive et les selles dans les toilettes. Attendre quelques minutes que la feuille soit ramollie avant de tirer la chasse d'eau.



Paiement pour les personnes n'ayant pas d'assurance maladie en Suisse :

Le paiement doit être fait **obligatoirement** avant l'envoi des échantillons au laboratoire. Vous devez joindre **impérativement** la preuve de paiement dans la même enveloppe que les prélèvements. Si la preuve de paiement n'est pas fournie, les analyses ne seront pas réalisées.

ENVOI DES PRELEVEMENTS AU LABORATOIRE

- Mettre les prélèvements dans le sachet (attention : le sachet contient un papier absorbant qu'il faut impérativement laisser à l'intérieur du sachet) et le fermer hermétiquement.
- Placer la demande de prescription ou l'ordonnance du médecin dans la pochette externe du sachet.

Depuis la Suisse :

- Déposer le sachet directement au laboratoire ou dans le centre de prélèvements le plus proche de chez vous (voir la liste sur www.labomgd.ch).
- ou
- Envoyer le sachet au laboratoire par la poste. Pour cela, disposer le sachet dans l'enveloppe de retour préaffranchie et envoyez le tout à l'adresse suivante : Laboratoire MGD / 45A route des Acacias / 1227 Les Acacias.

Depuis l'Europe :

- Envoyer le sachet au laboratoire uniquement via MAIL BOXES ETC (MBE) en trouvant le centre MBE le plus proche sur <https://www.mbefrance.fr/fr>.
- Disposer le sachet dans l'enveloppe de retour en collant l'étiquette fournie adressée à : Laboratoire MGD / DEPOT MAIL BOXES 2535 / 10, rue de Versoix / 01210 Ferney-Voltaire / France.
- Déposer l'enveloppe rapidement dans le centre MBE choisi en demandant un délai de livraison de **24h maximum**. L'affranchissement est à votre charge.