

ANALYSES MEDICALES

45A, route des Acacias - 1211 Genève 26

Tél. 022 309 15 20 - Fax 022 343 30 44

info@labomgd.ch - www.labomgd.ch

LabomGD
analyses médicales

RECOLTE DE SALIVE

Recommandation :

En cas de veille de jours fériés, contacter le laboratoire pour savoir si le prélèvement peut être effectué.

Matériel fourni :

Tube « salivette »



Remarques en fonction des analyses demandées :

- | | |
|---------------------------------|---|
| Pour le cortisol : | <p>Le médecin peut demander une ou plusieurs collectes selon le besoin :</p> <ul style="list-style-type: none">– Une collecte le matin au réveil toujours avant 10h avant de se lever du lit, en étant à jeûn et avant le brossage des dents.– Au temps 0 et 30 minutes après pour le test CAR (« Cortisol Awakening Response »).– Plusieurs collectes dans la journée, matin, après-midi, soir, au coucher.– Une collecte le soir au coucher. |
| Pour les hormones : | <ul style="list-style-type: none">– Noter la phase du cycle menstruel en cours ainsi que tout traitement en cours. |
| Pour le profil neurologique 3 : | <ul style="list-style-type: none">– Effectuer 4 prélèvements supplémentaires à 12h, 17h, 19h et 22h selon le même protocole que décrit ci-dessous.– Pour chaque prélèvement, utiliser un tube différent en récoltant la salive toujours en dehors des repas et du brossage des dents (1h minimum).– Noter le nom et prénom ainsi que l'heure de la collecte sur chaque tube. <p>Attention : si l'heure n'est pas indiquée, l'analyse ne pourra pas être effectuée !</p> |

ANALYSES MEDICALES

45A, route des Acacias - 1211 Genève 26


Tél. 022 309 15 20 - Fax 022 343 30 44

info@labomgd.ch - www.labomgd.ch

LabomGD
analyses médicales

Instructions pour la récolte de la salive :

- 1) Déboucher le tube et jeter les 2 parties intérieures.



- 2) Saliver doucement en massant la joue de façon circulaire et déposer la salive dans le tube (sans crachater, ni faire de mousse).
Remplir le tube jusqu'au trait de 1 ml.



- 3) Refermer le tube et noter votre nom, prénom ainsi que l'heure de la récolte sur l'étiquette.
- 4) Le prélèvement est stable 2 jours à température ambiante ou 1 semaine au frigo.
- 5) Le prélèvement peut être :
 - Apporté directement dans l'un de nos centres de prélèvements (voir la liste sur www.labomgd.ch)
 - Envoyé par poste au laboratoire **avec l'ordonnance du médecin si existante** à l'adresse suivante : Laboratoire MGD, analyses médicales, 45A route des Acacias, 1227 Les Acacias.